



Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76 x 26 mm



Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe firmy Menzel (Thermo Scientific). Ekstrabiałe. Dostępne w wersji standardowej oraz ze zmatowionym polem o dł. 20 mm na jednym z końców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	E-4120	Szkiełka podstawowe, ze ściętymi brzegami	50 szt.
	E-4121	Szkiełka podstawowe, ze ściętymi brzegami, z matowym polem	50 szt.
	E-4122	Szkiełka podstawowe, z oszlifowanymi brzegami 45° - bez pola opisowego	50 szt.
	E-4123	Szkiełka podstawowe, z oszlifowanymi brzegami 45°, z matowym polem	50 szt.
	E-4124	Szkiełko białe, ze ściętymi brzegami, bez pola opisowego	50 szt.
	E-4125	Szkiełko, białe, ze ściętymi brzegami, matowe krawędzie	50 szt.
	E-4126	Szkiełka podstawowe, z oszlifowanymi brzegami 90°	50 szt.

Opis

Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe firmy Menzel (Thermo Scientific). W wersji ekstrabiałej. Dostępne w wersji standardowej oraz ze zmatowionym polem o dł. 20 mm na jednym z końców. 50 sztuk w opakowaniu.

Grubość: 1 mm.