



Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost[®] Plus



Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific) z krawędziami szlifowanymi 90°. Posiadają białe pole do opisu. Parafinowe lub świeże zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne przyciągane są elektrostatycznie. Nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest konieczne. Nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Krawędzie	Pole opisowe	Wymiary	Grubość	Szt./Op.
	B-1211	Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost [®] Plus	szlifowane pod kątem 90°	białe	75 x 25 mm	1,0 mm	72 szt.

Opis

Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific)

Parafinowe lub świeże zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne przyciągane są elektrostatycznie. Nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest konieczne. Nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.

Zastosowanie: adhezja komórek przy preparowaniu do wirowania przy standardowych wymazach wg Papanicolaou, hybrydyzacja immunoperoxydazy, hybrydyzacja DNA in situ.