



Magazynek na szkiełka podstawowe, 100-miejscowy

Magazynek wykonany z PS, z możliwością ustawiania piętrowego. Wyposażony w przezroczystą pokrywę. Przeznaczony do przechowywania szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm w pozycji stojącej. Wyjmowany wkład posiada dwa rzędy, każdy po 50 numerowanych szczelin.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	7-4570	Magazynek na szkiełka podstawowe	niebieski	100 szkiełek
	7-4571	Magazynek na szkiełka podstawowe	zielony	100 szkiełek
	7-4572	Magazynek na szkiełka podstawowe	różowy	100 szkiełek
	7-4573	Magazynek na szkiełka podstawowe	biały	100 szkiełek
	7-4574	Magazynek na szkiełka podstawowe	żółty	100 szkiełek

Opis

Magazynek wykonany z PS, z możliwością ustawiania piętrowego. Wyposażony w przezroczystą pokrywę. Przeznaczony do przechowywania szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm w pozycji stojącej. Wyjmowany wkład posiada dwa rzędy, każdy po 50 numerowanych szczelin. Szczeliny są na tyle szerokie, że pozwalają na umieszczenie 2 szkiełek (= 200 szkiełek podstawowych). Bez zastosowania wkładu zmagazynować można do 400 szkiełek podstawowych, oszczędzając w ten sposób miejsce. Przechowywanie preparatów w pozycji stojącej umożliwia szybką identyfikację.

W zakres dostawy wchodzi: kolorowy magazynek i wkład, przezroczysta pokrywa oraz dwie karty numeryczne do wypełnienia.

Wymiary: 245 x 82 x 86 mm (dł. x szer. x wys.).