



Kasetka na szkiełka podstawowe - na 100 szkiełek



Kasetka wykonana z ABS. Przeznaczona na 100 szkiełek mikroskopowych. Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	2-2435	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	zielony	179 x 210 x 35 mm	100 szkiełek
	2-2436	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	czerwony	179 x 210 x 35 mm	100 szkiełek
	2-2437	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	żółty	179 x 210 x 35 mm	100 szkiełek
	2-2438	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	niebieski	179 x 210 x 35 mm	100 szkiełek
	B-3416	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	biały	179 x 210 x 35 mm	100 szkiełek

Opis

Kasetka wykonana z tworzywa ABS. Przeznaczona do przechowywania do 100 szkiełek mikroskopowych. Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie.

Wymiary kasetki: 179 x 210 x 35 mm.