



Statyw na próbki wirówkowe - mały



Statyw z PP. Numerowane miejsca. Przeznaczony na:

- 10 próbek wirówkowych o poj. 50 ml,
- 18 próbek wirówkowych o poj. 15 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	B-6700	Statyw na próbki wirówkowe - mały	żółty	99017

Opis

Statyw wykonany z PP. Autoklawowalny. Posiada numerowane miejsca. Przeznaczony na:

- 10 próbek wirówkowych o poj. 50 ml,
- 18 próbek wirówkowych o poj. 15 ml.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 209 x 98 x 62 mm.