



Statywy na próbówki neoRack[®]



Niedrogie statywy wykonane z polipropylenu. Kwadratowe. Przystosowane do różnych wielkości probówek. Stabilne. Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów ułatwiające identyfikację próbek. Części boczne i najniższy poziom przy wszystkich rozmiarach są niebieskie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Rzędy
	2-1630	Statyw na próbówki neoRack [®]	o śr. 13 mm	niebiesko-pomarańczowy		9 x 9
	2-1631	Statyw na próbówki neoRack [®]	o śr. 16 mm	niebiesko-żółty		7 x 7
	2-1632	Statyw na próbówki neoRack [®]	o śr. 20 mm	niebiesko-zielony		6 x 6
	2-1633	Statyw na próbówki neoRack [®]	o śr. 25 mm	niebiesko-biały		5 x 5
	2-1634	Statyw na próbówki neoRack [®]	o śr. 30 mm	niebiesko-czerwony		4 x 4

Opis

Niedrogie statywy wykonane z polipropylenu. Kwadratowe. Przystosowane do różnych wielkości probówek. Stabilne. Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów ułatwiające identyfikację próbek. Części boczne i najniższy poziom przy wszystkich rozmiarach są niebieskie. Oba górne poziomy mają różne kolory w zależności od Nr-Art. Możliwość ustawienia piętrowego.

Wymiary: 146 x 146 x wys. 70 mm.

Statyw dostarczany jest w postaci rozłożonej. Łatwy w montażu.