



Statywy ComfoRack 16

Simport

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Liczba miejsc	Wym. zewn. (dł. x szer. x wys.)	Szt./Op.
	A-733161	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	liliowe	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	2 szt.
	A-733162	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	niebieskie	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	2 szt.
	A-733163	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	zielone	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	2 szt.
	A-733164	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	żółte	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	2 szt.
	A-733165	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	pomarańczowe	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	2 szt.
	A-733169	Statywy ComfoRack 16	o śr. do 16 mm	różnokolorowe	60 miejsc	296 x 115 x 64 mm	5 szt.

Opis

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

ComfoRack 16: przeznaczone na 60 probówek o średnicy do 16 mm.

Wymiary (wys. x dł. x szer.): 64 x 296 x 115 mm.

Statywy ComfoRack na pozostałe rozmiary probówek:

[A-733151 i nast. – średnica do 13 mm](#)

[A-733171 i nast. – średnica do 30 mm](#)