



Statywy ComfoRack 30

Simport

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Liczba miejsc | Dł. x szer. x wys.Szt./Op. |
|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | A-733171 | Statywy ComfoRack 30 | liliowe | | 2 szt. |
| | A-733172 | Statywy ComfoRack 30 | niebieskie | | 2 szt. |
| | A-733173 | Statywy ComfoRack 30 | zielone | | 2 szt. |
| | A-733174 | Statywy ComfoRack 30 | żółte | | 2 szt. |
| | A-733175 | Statywy ComfoRack 30 | pomarańczowe | | 2 szt. |
| | A-733179 | Statywy ComfoRack 30 | różnokolorowe | | 5 szt. |

Opis

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

ComfoRack 30: na 18 probówek o średnicy do 30 mm.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 296 x 115 x 64 mm

Statywy ComfoRack na pozostałe rozmiary probówek:

[A-733151 i nast. – średnica do 13 mm](#)

[A-733161 i nast. – średnica do 16 mm](#)