



Uniwersalne statywy Combi na próbówki - czterostronne

Statywy z PP przystosowane do wykorzystania wszystkich czterech stron. Zawierają:

- 4 otwory o śr. 30 mm na próbówki o poj. 50 ml;
- 12 otworów o śr. 20 mm na próbówki wirówkowe o poj. 15 ml;
- 32 otwory o śr. 12 mm na próbówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml;
- 32 otwory o śr. 10 mm na próbówki reakcyjne o poj. 0,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	2-2685	Uniwersalny statyw Combi	przezroczysty	1 szt.
	2-2686	Uniwersalny statyw Combi	żółty	1 szt.
	2-2687	Uniwersalny statyw Combi	zielony	1 szt.
	2-2688	Uniwersalny statyw Combi	niebieski	1 szt.
	2-2689	Uniwersalny statyw Combi	różowy	1 szt.
	2-2690	Uniwersalny statyw Combi	pomarańczowy	1 szt.

Opis

Przystosowane do wykorzystania wszystkich czterech stron. Każdy statyw zawiera:

- 4 otwory o śr. 30 mm na próbówki o poj. 50 ml,
- 12 otworów o śr. 20 mm na próbówki wirówkowe o poj. 15 ml,
- 32 otwory o śr. 12 mm na próbówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml,
- 32 otwory o śr. 10 mm na próbówki reakcyjne o poj. 0,5 ml.

Materiał: polipropylen, autoklawowalny.

Odporność temperaturowa: od -90°C do +121°C.

Wymiary (dł. x wys. x gł.): 180 x 90 x 52 mm.

W naszej ofercie dostępny jest również [zestaw 5 statywów Combi w różnych kolorach](#).