



Buty laboratoryjne z perforacją

Powierzchnia zewnętrzna oraz wyściółka ze skóry. Regulowany pasek z możliwością zakładania na piętę. Antystatyczne. Perforowana część wierzchnia dla lepszej wentylacji stopy. Z antypoślizgową podeszwą (SRC) odporną na działanie benzyny. Kolor biały. Zgodne z normą CE EN 20347:2007. Inne rozmiary na zapytanie (do rozm. 47).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	4-1160	Buty laboratoryjne z perforacją	37
	4-1161	Buty laboratoryjne z perforacją	38
	4-1162	Buty laboratoryjne z perforacją	39
	4-1163	Buty laboratoryjne z perforacją	40
	4-1164	Buty laboratoryjne z perforacją	41
	4-1165	Buty laboratoryjne z perforacją	42
	4-1166	Buty laboratoryjne z perforacją	43
	4-1167	Buty laboratoryjne z perforacją	44
	4-1168	Buty laboratoryjne z perforacją	45

Opis

Powierzchnia zewnętrzna oraz wyściółka ze skóry. Regulowany pasek z możliwością zakładania na piętę. Antystatyczne. Perforowana część wierzchnia dla lepszej wentylacji stopy. Z antypoślizgową podeszwą (SRC) odporną na działanie benzyny. Kolor biały. Zgodne z normą CE EN 20347:2007. Inne rozmiary na zapytanie (do rozm. 47).