



Akrylowe statywy na probówki stożkowe o poj. 50 ml

Statywy wykonane ze szkła akrylowego. Przeznaczone na probówki stożkowe typu Falcon o poj. 50 ml lub probówki „Blue Max”.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Liczba miejsc
	2-2280	Akrylowy statyw na probówki stożkowe o poj. 50 ml	85 x 170 mm	2 x 4 stanowiska
	2-2281	Akrylowy statyw na probówki stożkowe o poj. 50 ml	85 x 250 mm	2 x 6 stanowisk
	2-2282	Akrylowy statyw na probówki stożkowe o poj. 50 ml	123 x 250 mm	3 x 6 stanowisk

Opis

Statywy wykonane ze szkła akrylowego. Przeznaczone na probówki stożkowe typu Falcon o poj. 50 ml lub probówki „Blue Max”.

Średnica otworu na górnym i środkowym poziomie: 30 mm.

Średnica otworu na dolnym poziomie: 20 mm.

Wysokość: 85 mm.