



Statyw pływający na krioprobówki



Okrągły, pływający statyw do łaźni wodnej. Przeznaczony na 20 krioprobówek najczęściej używanych rozmiarów. Wykonany z PP. Wyposażony w nóżki gwarantujące stabilność. Statyw unosi się na powierzchni wody i nadaje się do rozmrażania krioprobówek w łaźni wodnej.

Miniatura



Nr-art.

1-1740

Nazwa

Statyw pływający na krioprobówki

Opis

Okrągły, pływający statyw do łaźni wodnej. Przeznaczony na 20 krioprobówek najczęściej używanych rozmiarów. Wykonany z PP. Wyposażony w nóżki gwarantujące stabilność. Statyw unosi się na powierzchni wody i nadaje się do rozmrażania krioprobówek w łaźni wodnej.

Wymiary: gr. 6,5 mm, Ø 95 mm, dł. nóżek 19 mm.

Materiał: polipropylen.