



Statywy pływające z TPX - okrągłe



Okrągłe, pływające statywy na probówki o poj. 0,5 ml lub 1,5 ml. Przeznaczone do łaźni wodnych. Wypełnione w całości unoszą się na powierzchni wody. W dolnej części wyposażone w nóżki o dł. 20 mm, w górnej w uchwyt znajdujący się na środku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Liczba otworów	Śr. otworów	Na probówki
	1-3080	Statyw do łaźni wodnej	66 mm	8	10,8 mm	1,5 ml
	1-3081	Statyw do łaźni wodnej	106 mm	20	10,8 mm	1,5 ml
	L-3082	Statyw do łaźni wodnej	106 mm	20	7,7 mm	0,5 ml

Opis

Okrągłe, pływające statywy na probówki o poj. 0,5 ml lub 1,5 ml. Przeznaczone do łaźni wodnych. Wypełnione w całości unoszą się na powierzchni wody. W dolnej części wyposażone w nóżki o dł. 20 mm, w górnej w uchwyt znajdujący się na środku. Możliwość autoklawowania parą wodną w 121°C.

Materiał: TPX[®] (PMP).

Średnica otworów: 10 mm.

Grubość podstawy: 6,4 mm.

Długość nóżek: 19 mm.