

Stojak na probówki Economy, do łaźni wodnych



Niedrogi stojak na probówki o poj. 1,5 ml. Wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do łaźni wodnych. Z uchwytem ułatwiającym zanurzanie i wyjmowanie z wody. Możliwość autoklawowania do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-3114	Stojaki na probówki Economy	4 szt.

Opis

Niedrogi stojak na probówki o poj. 1,5 ml. Wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do łaźni wodnych. Z uchwytem ułatwiającym zanurzanie i wyjmowanie z wody. Możliwość autoklawowania do 121°C. 24-miejscowy (4 x 6). Z otworami o Ø 10 mm.

Wymiary (dł. x szer.): 120 x 80 mm.

Wysokość podstawy: 2,3 cm.

Wysokość uchwytu: 3,9 cm.

Opakowanie zawiera 4 sztuki.