



## Statyw do łaźni wodnych, opadający



Statyw wykonany ze specjalnej mieszanki polipropylenowej. Ze względu na duży ciężar właściwy może być stosowany w łaźni wodnej bez dodatkowego obciążenia. Z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                              | Wysokość | Wys. najwyższ. piętra | Śr. probówek | Liczba miejsc |
|-----------|---------|------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
|           | 6-2310  | Statyw do łaźni wodnych, opadający | 111 mm   | 57 mm                 | 10-13 mm     | 72 miejsca    |
|           | 6-2311  | Statyw do łaźni wodnych, opadający | 111 mm   | 57 mm                 | 13-16 mm     | 50 miejsc     |
|           | 6-2314  | Statyw do łaźni wodnych, opadający | 127 mm   | 70 mm                 | 27-30 mm     | 15 miejsc     |

### Opis

Statyw wykonany ze specjalnej mieszanki polipropylenowej. Ze względu na duży ciężar właściwy może być stosowany w łaźni wodnej bez dodatkowego obciążenia. Z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.

**Wymiary:** 213 x 110 mm (dł. x szer.).