



Prostokątny statyw do pipet



Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem.

Miniatura



Nr-art.

6-2275

Nazwa

Statyw (PP) na 50 pipet

Opis

Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem. Wyposażony w boczne uchwyty. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C.

Wymiary: 213 x 114 x wys. 222 mm.