



Statywy na pipety



Stabilne statywy czteropiętrowe na pipety od 0,1 do 25 ml.
Statyw wykonany z akrylu jest przezroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	1-1000	Statyw na pipety, akrylowy	przezroczysty
	1-1001	Statyw na pipety, z tworzywa ABS	niebieski
	1-1002	Statyw na pipety, z tworzywa ABS	czerwony

Opis

Stabilne statywy czteropiętrowe na pipety od 0,1 do 25 ml.
Statyw wykonany z akrylu jest przezroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron.
Obydwa statywy kolorowe są wykonane z tworzywa ABS i dodatkowo po obu stronach wyposażone w zdejmowane uchwyty na pipetory ręczne, automatyczne lub gruszki do pipetowania.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 88 x 291 x 401 mm.