



Statywy na stożki sedymentacyjne

Statywy na stożki sedymentacyjne zapewniają stabilne, pionowe ustawienie naczyń podczas oznaczania objętości osadów w wodach, ściekach i zawiesinach. Z możliwością bezstopniowej regulacji wysokości. Płyta statywu i część górna wykonane w całości z polipropylenu. Odporne na działanie chemikaliów i autoklawowalne do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-5185	Statyw na stożki sedymentacyjne, 2-stanowiskowy
	1-5186	Statyw na stożki sedymentacyjne, 4-stanowiskowy
	1-5187	Statyw na stożki sedymentacyjne, 6-stanowiskowy

Opis

Statywy na stożki sedymentacyjne - stabilne i bezpieczne stanowisko do analiz sedymentacyjnych

Statywy na stożki sedymentacyjne to niezbędne wyposażenie laboratoriów prowadzących oznaczanie objętości osadów metodą sedymentacji grawitacyjnej. Konstrukcja zapewnia pewne, pionowe utrzymanie stożków, eliminując ryzyko przechylenia, rozlania próbki czy zaburzenia procesu opadania cząstek. Dzięki odpowiednio dobranym uchwytem i rozstawowi otworów statywy umożliwiają jednoczesne prowadzenie wielu oznaczeń, co zwiększa efektywność pracy i powtarzalność wyników.

Zastosowanie statywów do stożków sedymentacyjnych

Statywy sprawdzają się w laboratoriach środowiskowych, wodno-ściekowych, przemysłowych i kontrolnych, wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne oznaczanie zawiesin i osadów. Ułatwiają organizację stanowiska pomiarowego, stabilizują naczynia podczas długotrwałych procesów sedymentacji i wspierają zachowanie jednolitych warunków analitycznych.