



Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta

Mały, akrylowy pojemnik z ponumerowanymi otworami 2 x 4, przeznaczony na próbówki. Z grubymi ściankami i pokrywką. Absorbuję promieniowanie Beta.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	4-2000	Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta	przezroczysty
	4-2001	Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta	żółty
	4-2002	Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta	zielony
	4-2003	Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta	czerwony
	4-2004	Pojemnik na próbówki chroniący przed promieniowaniem Beta	niebieski

Opis

Mały, akrylowy pojemnik z ponumerowanymi otworami 2 x 4, przeznaczony na próbówki. Z grubymi ściankami i pokrywką. Absorbuję promieniowanie Beta.

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 60 x 40 mm.

Średnica otworów: 13 mm.