



Pojemnik okrągły chroniący przed promieniowaniem Beta

NALGENE[®]

Przeźroczysty pojemnik chroniący przed promieniowaniem Beta. Wykonany z akrylu o grubości 9 mm. Przeznaczony na cztery probówki o poj. 1,5 ml. Nadaje się do transportu próbek. Z okrągłą pokrywką. Antypoślizgowe podłoże zapobiega przesuwaniu się pojemnika na stole laboratoryjnym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Śr. zew.	Wysokość
	4-1801	Pojemnik okrągły chroniący przed promieniowaniem Beta	4 miejsca	1,5 ml	60 mm	64 mm

Opis

Przeźroczysty pojemnik chroniący przed promieniowaniem Beta. Wykonany z akrylu o grubości 9 mm. Przeznaczony na cztery probówki o poj. 1,5 ml. Nadaje się do transportu próbek. Z okrągłą pokrywką. Antypoślizgowe podłoże zapobiega przesuwaniu się pojemnika na stole laboratoryjnym.