



## Pojemnik na próbówki, chroniący przed promieniowaniem Beta

Masywny akrylowy pojemnik z otworami do przechowywania: 4 x 6 próbek o poj. 0,5 ml (model Nr Art. 4-2005) lub 1,5 i 2,0 ml (model Nr Art. 4-2006). Absorbuję promieniowanie Beta. Posiada zamykaną pokrywę ze znakiem ostrzegawczym.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Wym. zewnętrzne



4-2005

Pojemnik na próbówki 0,5 ml

150 x 110 x 60 mm



4-2006

Pojemnik na próbówki 1,5/2 ml

150 x 110 x 70 mm

### Opis

Masywny akrylowy pojemnik z otworami do przechowywania: 4 x 6 próbek o poj. 0,5 ml/0,7 ml (model Nr Art. 4-2005) lub 1,5 / 2,0 ml (model Nr Art. 4-2006). Absorbuję promieniowanie Beta. Posiada zamykaną pokrywę ze znakiem ostrzegawczym.