



## Minieksykator - Bel-Art



Przeźroczysta, wysoka pokrywa poliwęglanowa z korkiem z polipropylenu i kranem z PTFE. Zamocowana na płytce podstawy (PP) za pomocą pierścienia nasadowego i dwóch blokad zatrzaskowych. Płytkę podstawy wyposażona w pierścień uszczelniający Buna-NO. Eksykator utrzymuje próżnię 740 mm Hg.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa         | Śr. wew. | Wys. wew. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-----------|
|  | 6-3000  | Minieksykator | 102 mm   | 59 mm     |

### Opis

Przeźroczysta, wysoka pokrywa poliwęglanowa z korkiem z polipropylenu i kranem z PTFE. Zamocowana na płytce podstawy (PP) za pomocą pierścienia nasadowego i dwóch blokad zatrzaskowych. Płytkę podstawy wyposażona w pierścień uszczelniający Buna-NO. Eksykator utrzymuje próżnię 740 mm Hg. Do urządzenia pasują statywy na probówki o śr. do 95 mm.

**Wymiary:** średnica 102 mm, wys. 59 mm