



Pudełko i statywy chroniące przed promieniowaniem Beta

Pudełko z pokrywką chroniące przed promieniowaniem Beta. Wykonane ze szkła akrylowego o grubości 10 mm.

Miniatura



Nr-art.

4-1011

Nazwa

Pudełko chroniące przed promieniowaniem Beta



4-1012

Statyw wkładany na probówki 1,5 /2,0 ml



4-1013

Statyw wkładany na probówki 0,5 ml



4-1014

Statyw wkładany na krioprobówki 2,0 ml

Opis

Pudełko z pokrywką chroniące przed promieniowaniem Beta. Wykonane ze szkła akrylowego o grubości 10 mm.

Wymiary wewnętrzne: 155 x 80 x wys. 40 mm.

Dostępne są trzy różne wkładane statywy, każdy z 32 otworami na:

- probówki 1,5/2,0 ml;
- probówki 0,5 ml;
- krioprobówki 2 ml.