



Butelka do płukania oczu - pusta



Butelka przeznaczona do natychmiastowego przepłukiwania oczu po podrażnieniach. Aby przepłukać oko należy nieznacznie ścisnąć butelkę. Zużyta ciecz jest odprowadzana za pomocą kanału odpływowego.

Butelka dostarczana w wersji nienapełnionej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	L-1240	Butelka do płukania oczu - pusta	500 ml
	1-3055	Butelka do płukania oczu - pusta	620 ml
	L-1241	Butelka do płukania oczu - pusta	620 ml
	1-3057	Uchwyt ścienny na butelkę do płukania oczu	-

Opis

Butelka przeznaczona do natychmiastowego przepłukiwania oczu po podrażnieniach. Aby przepłukać oko należy nieznacznie ścisnąć butelkę. Zużyta ciecz jest odprowadzana za pomocą kanału odpływowego. Z uchylnym zaworem zapewniającym bezpieczny odpływ. Woda powinna być czysta i często wymieniana. Możliwość nabycia uchwytu ściennego (prosimy zamawiać osobno).

Butelka dostarczana w wersji nienapełnionej.