



Stojak BagRack[®] Slide na worki BagFilter[®] Pipet oraz Pipet & Roll

interscience

Stojak BagRack[®] Slide umożliwia wygodny dostęp do bocznej strony worków. Został stworzony z myślą o workach BagFilter[®] Pipet i BagFilter[®] Pipet & Roll.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-1406	Stojak BagRack [®] 400 Slide	400 ml	10 miejsc	221 440

Opis

Stojak BagRack[®] Slide do worków BagFilter[®], umożliwia wygodny dostęp bez potrzeby wyciągania całej próbki ze statywu. Statywy BagRack[®] Slide są stworzone z myślą o workach [BagFilter[®] Pipet](#) i [BagFilter[®] Pipet & Roll](#). Stojaki są tak zbudowane, że można wysunąć woreczek i pobrać próbkę przez specjalny boczny otwór, w związku z czym doskonale sprawdzają się w pracy ze wspomnianymi modelami worków. Konstrukcja statywu umożliwia również łatwe i higieniczne pozbywanie się zużytych worków. Praktycznie jednym ruchem można wyrzucić wszystkie próbki bez potrzeby wyjmowania ich po kolei. Stojaki są wykonane ze stali nierdzewnej i można je autoklawować. Są przeznaczone do worków o pojemności **400 ml**. Pozwalają na oszczędzanie powierzchni roboczej ponieważ można je ustawiać piętrowo.