



Probówki do hodowli tkankowych



Probówki do hodowli tkankowych szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z przezrystego polistyrenu. Specjalna, odpowiednio wyprofilowana zakrętka wyposażona w filtr uniemożliwia toczenie się probówki po powierzchni blatu. Ze skalą objętości aż do dna probówki. Posiadają pole opisowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4162	Probówki do hodowli tkankowych	5 ml	40 x 20 szt. (800 szt.)	91106

Opis

Probówki do hodowli tkankowych szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z przezrystego polistyrenu. Specjalna, odpowiednio wyprofilowana zakrętka wyposażona w filtr uniemożliwia toczenie się probówki po powierzchni blatu. Ze skalą objętości aż do dna probówki. Posiadają pole opisowe. Probówki można wirować w maks. 1200 g, przy użyciu standardowych rotorów lub adapterów dla probówek o poj. 15 ml. Z możliwością zablokowania nakrętki w pozycji „vent” – wówczas hodowla jest napowietrzana, nawet gdy probówka znajduje się w pozycji pionowej.

Wymiary: 16 x 120 mm.

Wzrost komórek na odcinku 5 cm.

Powierzchnia wzrostu: 20 cm².