



Kriopudełka kartonowe ID-Color™

BIOLOGIX[®]

Kriopudełka ID-Color do przechowywania próbek w temperaturze od -86°C do +120°C. Pudełka są pokryte warstwą polipropylenu co zapewnia im odporność na wodę. Przykrywki są połączone na stałe z pudełkami, dzięki temu nie można ich zgubić lub pomieszać. Praktyczne alfanumeryczne oznaczenie z każdej strony pozwala na wygodną i szybką identyfikację próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Kolor	W zestawie	Liczba miejsc
	B-0381	Kriopudełka kartonowe	36 mm	niebieskie	5 szt.	100-miejscowe
	B-0382	Kriopudełka kartonowe	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.	81-miejscowe
	B-0383	Kriopudełka kartonowe	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.	100-miejscowe
	B-0384	Kriopudełka kartonowe	95 mm	niebieskie	5 szt.	81-miejscowe

Opis

Kriopudełka kartonowe ID-Color do przechowywania krioprobówek o pojemnościach 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml. Można w nich przechowywać próbki w zakresie temperatur od -86°C do +120°C. Są wodoodporne ze względu na pokrycie warstwą polipropylenu. Praktyczną cechą tych kriopudełek jest też to, że pokrywki są przytwierdzone do podstawy, co zapobiega ich zgubieniu lub pomieszaniu. Kriopudełka ID-Color są dobrze oznaczone alfanumerycznie, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować przechowywane w nich próbki. Zestaw zawiera 5 pudełek w różnych kolorach, co z pewnością pomoże przy szybkiej identyfikacji. Każde pudełko ma w środku polipropylenową kratkę, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się próbek podczas transportu.