




## Ekonomiczne paski do pomiaru pH

Łatwe w użyciu ekonomiczne paski do pomiaru pH. Sprawdzają się kiedy potrzebny jest szybki orientacyjny pomiar pH wody np. w akwariach. Temperatura wody nie wpływa na wyniki pomiarów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	L-1238	Ekonomiczne papierki do pomiaru pH	pH 1 - 14	książeczka	80 szt.

### Opis

Ekonomiczne paski do pomiaru pH, doskonałe do szybkich pomiarów. Sprawdzają się do badania wody np. w akwariach. Opakowanie w formie książeczki zawiera 80 pasków. Na wewnętrznej stronie okładki znajduje się praktyczna skala pH, na podstawie której łatwo i szybko można odczytać wynik. Paski mają wszechstronne zastosowanie, wpływa na to szeroki zakres pomiaru od 1 do 14 pH. Wynik można odczytać w ciągu kilku sekund.