



## Trójkątne butelki do hodowli komórkowych

**CORNING**

Butelki polistyrenowe do hodowli komórkowych o innowacyjnym kształcie, ułatwiającym dostęp pipetą bądź skrobakiem do wszystkich powierzchni naczynia. Dostępne dwa typy butelek: z zakrętką typu „phenolic” – do użytkowania w hodowlach wymagających wymiany gazowej oraz z zakrętką wentylowaną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. wzrostu	Zakrętka	Szt./Op.	Nr producenta
	N-2028	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	25 cm <sup>2</sup>	typ "phenolic"	25 x 20 szt.	3055
	N-2029	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	25 cm <sup>2</sup>	wentylowane	20 x 10 szt.	3056
	N-2030	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	75 cm <sup>2</sup>	typ "phenolic"	20 x 5 szt.	3275
	N-2031	Trójkątne butelki do hodowli komórkowych	75 cm <sup>2</sup>	wentylowane	20 x 5 szt.	3276

### Opis

Butelki polistyrenowe do hodowli komórkowych o innowacyjnym kształcie, ułatwiającym dostęp pipetą bądź skrobakiem do wszystkich powierzchni naczynia. Dostępne dwa typy butelek: z zakrętką typu „phenolic” – do użytkowania w hodowlach wymagających wymiany gazowej (po poluzowaniu zakrętki wymiana gazowa jest możliwa, całkowite zamknięcie zakrętki uniemożliwia wymianę gazową) oraz z zakrętką wentylowaną, posiadającą membranę o rozmiarze porów 0,2  $\mu$ m, umożliwiającą sterylną wymianę gazową bez ryzyka kontaminacji. Powierzchnia hodowlana jest specjalnie zmodyfikowana chemicznie – zapewnia komórkom lepsze przyleganie i wzrost (Corning Standard Tissue Culture Treated Surface – TC).