



Termometr Testo 105



Elektroniczny termometr Testo 105 jest wodoodporny, posiada łatwe do wymiany sondy. Wyposażony jest w alarm akustyczny i diodę alarmową. Termometr jest zgodny z HACCP i EN 13485. Służy do pomiarów temperatury w zakresie od -50 do 275°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	T-2040	Termometr Testo 105	ze standardową sondą pomiarową	0563 1051
	T-2041	Termometr Testo 105	ze świderkową sondą do produktów mrożonych	0563 1054
	T-2042	Termometr Testo 105	z trzema sondami i walizką	0563 1052

Opis

Termometr Testo 105 (zanurzeniowo-penetracyjny) z wymiennymi sondami pomiarowymi charakteryzuje się **zakresem pomiarowym od -50 do 275°C**. Jest wodoodporny, posiada klasę zabezpieczeń IP65, więc można go myć pod bieżącą wodą. Posiada mocną, solidną konstrukcję i ergonomiczny kształt. Sondy wymienia się szybko i łatwo. **W zestawie z termometrem lub do kupienia osobno oferujemy 3 sondy**. Standardowa sonda temperatury **ma długość 100 mm, przedłużona sonda** temperatury **ma długość 200 mm**. W ofercie posiadamy również **sondę świderkową** do pomiaru temperatury próbek zamrożonych.

Testo 105 posiada możliwość zakodowania granicznych wartości temperatury. O przekroczeniu ustawionych temperatur informuje alarm optyczny i dźwiękowy. Wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy i pewny odczyt pomiaru. Posiada futerał z uchwytem pozwalającym na przymocowanie do paska lub do ściany. Urządzenie spełnia normę EN 13485 i jest zgodne z HACCP.

Zestawy zawierają:

- T-2040 – Termometr Testo 105, standardową sondę pomiarową, futerał do przymocowania do paska z możliwością przymocowania na ścianie oraz baterie,
- T-2041 – Termometr Testo 105 oraz sondę do produktów zamrożonych oraz baterie i uchwyt ścienny/futerał na pasek,
- T-2042 – Termometr Testo 105, standardową sondę temperaturową, przedłużoną sondę temperaturową i sondę do mrożonek, walizkę, futerał na pasek z możliwością przymocowania na ścianie i baterie.

**Dane
techniczne****Parametr****Testo 105**

Zakres pomiarowy	od -50 do 275°C
Dokładność	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-20 do 100°C), $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (-50 do -20,1°C), $\pm 1\%$ mierzonej wartości (w pozostałym zakresie)
Rozdzielczość	0,1°C
Wymiary	148 x 38 x 73 mm (bez sondy) 148 x 38 x 185 mm (ze standardową sondą)
Szybkość pomiaru	0,5 s
Typ baterii	guzikowa LR44