



Termometr Testo 108-2



Wodoodporny termometr Testo 108-2 z przykręcaną termoparą typu T. Zapewnia dokładny i szybki pomiar temperatury w zakresie od -50 do +300 °C. Jest ergonomiczny i łatwy w obsłudze.

Miniatura



Nr-art.

T-2058

Nazwa

Termometr Testo 108-2

Nr producenta

0563 1082

Opis

Miernik temperatury Testo 108-2 z przykręcaną sondą zanurzeniową typu T (Cu-CuNi) pozwala na wykonywanie pomiarów punktowych co 0,5 s z dokładnością do $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Urządzenie jest wodoodporne (klasa ochrony IP67) i mierzy temperaturę w zakresie od -50 do +300°C. Termometr jest łatwy w obsłudze dzięki 2 ergonomicznym przyciskom, stabilnie mocowanej sondzie z możliwością złożenia i dużemu wyświetlaczowi LCD. Wyposażony jest również w funkcje auto hold, hold oraz min/max. Jest zgodny z HACCP i normą EN 13485.

Zakres pomiarowy: od -50 do +300°C.

Dokładność: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (od -30 do +70 °C), $\pm 0,5^{\circ}\text{C} \pm 0,5\%$ mierzonej wartości w pozostałym zakresie.

Rozdzielczość: 0,1°C.

Wymiary: 140 x 60 x 24 mm.

Szybkość pomiaru: 0,5 s.

Typ baterii: 3 x mikro AAA.

Zestaw zawiera:

1 x miernik temperatury Testo 108-2, przykręcaną sondę zanurzeniową typu T, walizkę, protokół kalibracji (fabryczny) oraz baterie.