




## Termometr Testo z alarmem



Uniwersalny mini termometr Testo z alarmem wyposażony jest w sondę. Posiada funkcję min/max. Służy do pomiaru temperatury w zakresie od -50 to 150°C.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                     | Nr producenta |
|---|---------|---------------------------|---------------|
|  | T-2018  | Termometr Testo z alarmem | 0900 0530     |

### Opis

**Mini termometr Testo z alarmem** posiada możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej wartości temperatury. Dzięki temu po przekroczeniu zadanych wartości włącza się alarm dźwiękowy. Termometr wyposażony jest w **sondę penetracyjną o długości 190 mm**. Jest ona na stałe podłączona do urządzenia kablem o długości 80 cm. Charakteryzuje się zakresem pomiarowym od **-50 to 150°C i dokładnością ±1°C**.

Termometr Testo z alarmem ma kompaktowy rozmiar, wyposażony jest w klips umożliwiający przymocowanie na ścianie lub przymocowanie do paska/kieszeni.

Zakres pomiarowy: od -50 do 150°C

Dokładność: ±1 °C (od -30 do +150°C), ±2°C w pozostałym zakresie

Rozdzielczość: 0,1 °C (-19,9 do +150°C), 1°C (-50 do -20°C)

Wymiary: 100 x 64 x 18 mm

Typ baterii: 2 x AAA

Wyświetlacz: LCD

#### **W skład zestawu wchodzi:**

1 x mini termometr testo z funkcją alarmu, sonda penetracyjna (długość sondy: 190 mm, długość kabla: 80 cm), zacisk mocujący oraz 2 baterie AAA.