



Termometr Testo 905-T2



Termometr Testo 905-T2 jest wyposażony w sprężystą termoparę i obrotowy wyświetlacz. Jest doskonałym urządzeniem do pomiaru temperatury powierzchni w zakresie od -50 do +500°C.

Miniatura



Nr-art.

T-2021

Nazwa

Termometr Testo 905-T2

Nr producenta

0560 9056

Opis

Termometr Testo 905-T2 służy do badania temperatury powierzchni. Charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem pomiarowym – od -50 do +350°C (lub do +500°C przy pomiarach nie dłuższych niż 2 minuty). W urządzeniu zastosowano sprężystą termoparę, która dostosowuje się do nierówności powierzchni. Dzięki temu skrócił się czas reakcji urządzenia i wzrosła jego dokładność. Co więcej termometr wyposażony jest w obrotową głowicę ułatwiającą odczyt zarejestrowanego pomiaru z wyświetlacza LCD.

Zakres pomiarowy: od -50 do +350°C (krótkotrwale do +500°C).

Dokładność: ± 1 °C (-50 do +99,9°C), ± 1 % mierzonej wartości w pozostałym zakresie.

Rozdzielczość: 0,1 °C.

Wymiary: 220 x 40 x 70 mm.

Typ baterii: 3 x mikro AAA.

Wyświetlacz: LCD.

W skład zestawu wchodzi: termometr Testo 905-T2, klips mocujący oraz baterie (3 x mikro AAA).