



Minitermometr Testo z sondą



Minitermometr Testo z wydłużonym czujnikiem penetracyjnym jest idealny do na pomiarów wysokich temperatur w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie wyposażone jest w ekran LCD i przycisk przełączający skalę. Termometr działa w zakresie pomiarowym od -50 do +250 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2014	Minitermometr z sondą o dł. 213 mm	0560 1111
	T-2013	Minitermometr z sondą o dł. 133 mm	0560 1110

Opis

Minitermometr Testo z sondą zanurzeniowo-penetracyjną jest urządzeniem do pomiaru temperatury w zakresie od -50 do +250 °C. Zastosowanie wydłużonego ramienia czujnika (o długości 213 mm) pozwala na pomiar temperatury w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo elektroniczny minitermometr Testo jest wyposażony w przycisk przełączający skalę ze °C na °F. Posiada również wyświetlacz LCD.

Zakres pomiarowy: od -50 do +250 °C.

Dokładność: ± 1 °C (od -10 do +99,9 °C), ± 2 % mierz.wart. (od +100 do +199,9 °C), ± 3 % mierz.wart. (od +200 do +250 °C).

Rozdzielczość: 0,1 °C (od -19,9 do +199,9 °C), 1,0 °C w pozostałym zakresie.

Wymiary: 225 x 40 x 30 mm.

Typ baterii: bateria guzikowa LR44.