



Szklane butelki do hodowli

Butelki hodowlane wykonane ze szkła, wielokrotnego użytku. Duża, płaska i jednolita powierzchnia dolnej ścianki pozwala uzyskać jednolitą grubość hodowli komórkowej. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	L-0164	Szklana butelka do hodowli	1 szt.

Opis

Butelki hodowlane wykonane ze szkła, wielokrotnego użytku. Duża, płaska i jednolita powierzchnia dolnej ścianki pozwala uzyskać jednolitą grubość hodowli komórkowej. Autoklawowalne.

Wymiary zewnętrzne (bez szyjki): 45 x 110 x 35 mm.

Grubość ścianek: ok. 3 mm.

Średnica wewnętrzna szyjki: ok. 13 mm.

Pojemność całkowita: ok. 140 ml.

Powierzchnia wzrostu: ok. 40 cm².