



Etui do Testo 830



Czarne etui do pirometru Testo 830 zostało wykonane ze skóry. Chroni urządzenie przed uszkodzeniami, a także posiada uchwyt mocujący do paska.

Miniatura



Nr-art.

T-2088

Nazwa

Etui Testo 830

Nr producenta

0516 8302

Opis

Skórzane etui do pirometru Testo 830 zostało zaprojektowane tak, aby idealnie pasowało na miernik temperatury Testo 830. Oprócz ochrony przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem umożliwia przymocowanie urządzenia do paska. Oferowany pokrowiec jest łatwy w czyszczeniu, ponieważ wykonany jest ze skóry koloru czarnego.