



Uchwyt do termometru Testo 106



Uchwyt do termometru Testo 106 pozwala na przymocowanie futerału z urządzeniem do paska za pomocą klipsa mocującego. Specjalnie zaprojektowana pokrywa ochronia sondę temperaturową.

Miniatura



Nr-art.

T-2053

Nazwa

Uchwyt do termometru Testo 106

Nr producenta

0554 0825

Opis

Uchwyt do termometru Testo 106 umożliwia przymocowanie urządzenia do ściany. Oprócz tego, dzięki obecności klipsa mocującego możliwe jest przyklepienie futerału do paska. Uchwyt wykonany jest z ABS (terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego) w kolorze białym. Posiada nasadę, która chroni sondę temperatury termometru Testo 106. Futerał zapewnia skuteczne zabezpieczenie miernika temperatury i sondy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.