



## Pipety Pasteura - o poj. 4 ml

Pipety Pasteura o pojemności całkowitej (łącznie z bańką ssącą) 4 ml. Bez podziałki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-2429	Pipety o poj. całk. ok. 4 ml	2,5 x 83 mm	600 szt.
	B-2430	Pipety o poj. całk. ok. 4 ml - końc. kapilarna	2,5 x 150 mm	500 szt.
	B-2431	Pipety o poj. całk. ok. 4 ml, sterylne - R	2,5 x 83 mm	20 szt.
	B-2433	Pipety o poj. całk. ok. 4 ml - końc. kapilarna - sterylne - R - pak. ind.	2,5 x 150 mm	500 szt.

### Opis

Pipety Pasteura o pojemności całkowitej (łącznie z bańką ssącą) 4 ml. Bez podziałki.

Wykonane z polietylenu.