



## Interfejs USB do rejestratorów 174T i 174H



Interfejs USB do rejestratorów Testo 174T i 174K pozwala na przesyłanie zarejestrowanych wyników temperatury i/lub względnej wilgotności do komputera.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2009	Interfejs USB do Testo 174T i 174H	0572-0500

### Opis

Interfejs USB jest kompatybilny z rejestratorem temperatury Testo 174T oraz temperatury i wilgotności względnej Testo 174H. Umożliwia on przesyłanie zarejestrowanych wyników pomiarowych do komputera.

Po zainstalowaniu oprogramowania testo ComSoft użytkownik może nie tylko analizować i zapisywać zebrane dane, ale również programować rejestratory z serii 174. Pozwala to na szybkie i łatwe dostosowywanie parametrów urządzeń do jego potrzeb i wymagań.

#### Dane techniczne produktu:

Obudowa: tworzywo sztuczne.

Kolor: biały.

Waga: 150 g.