



Igły mikrobiologiczne z PS

BIOLOGIX[®]

Igły jednorazowe służące do przenoszenia pojedynczych kolonii. Gładkie i elastyczne, nie niszczą powierzchni żelu. Sterylne, pakowane w woreczki strunowe. Pakowane po 25 szt. w worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0372	Igły mikrobiologiczne z PS	żółte	sterylny	40 x 25 szt.	1000 szt.

Opis

Igły jednorazowe służące do przenoszenia pojedynczych kolonii. Gładkie i elastyczne, nie niszczą powierzchni żelu. Sterylne, pakowane w woreczki strunowe. Pakowane po 25 szt. w worku.

Długość igieł: 200 mm.