





Pipety Pasteura - o poj. 3 ml

Pipety Pasteura wykonane są z przezroczystego polietylenu (PE), o pojemności użytkowej wynoszącej 3 ml, z podziałką co 0,5 ml (0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ml). Całkowita pojemność pipety wynosi ok. 7 ml. Dostępne są w dwóch wariantach: niesterylne, pakowane zbiorczo po 500 sztuk, oraz sterylne, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Wymiary	Szt./Op.
	B-2437	Pipety Pasteura o poj. 3 ml	niesterylne	7,8 x 150 mm	500 szt.
	B-2438	Pipety Pasteura o poj. 3 ml	sterylne	7,8 x 150 mm	500 szt.

Opis

Pipety Pasteura wykonane z przezroczystego polietylenu (PE). **Pojemność użytkowa wynosi 3 ml**, a dodatkowa pojemność bańki ssącej to ok. 4 ml, co daje pojemność całkowitą ok. 7 ml. **Podziałka naniesiona co 0,5 ml** (0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ml) umożliwia wygodne odmierzanie i dozowanie cieczy. Pipety mają długość 150 mm i średnicę 7,8 mm

Dostępne w dwóch wariantach:

- **niesterylne** - pakowane zbiorczo po 500 sztuk,
- **sterylne** - pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk.

Przeznaczone do pobierania, odmierzania i przenoszenia niewielkich objętości cieczy.