



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - czarne - stożkowodenne



Probówki typu Falcon wykonane z czarnego polipropylenu, z dnem stożkowym nadają się do przechowywania próbek światłoczułych. Dostępne w pojemnościach 50 i 15 ml. Maks. prędkość wirowania do 9400 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Typ	Pojemność	Szt./Op.
	L-1718	Probówki typu Falcon z PP	czarne	stożkowodenne	15 ml	50 szt.
	L-1726	Probówki typu Falcon z PP	czarne	stożkowodenne	50 ml	25 szt.

Opis

Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z czarnego polipropylenu, do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Białe pole opisowe pozwala na łatwe opisywanie zawartości. Dostępne w pojemnościach 15 i 50 ml. Ponieważ mają standardowe rozmiary pasują do większości powszechnie używanych rotorów. Szczelne zamknięcie zapewnia gwintowana zakrętka. Probówki wytrzymują wirowanie przy prędkościach do 9400 x g.