



Pipety Pasteura z polietylenu - o poj. 1 ml - 7,3 ml



Wysokiej jakości pipety Pasteura wykonane z jednej części, bez szwu. Z bańką ssącą o dużej sile ssania.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Końcówka | Pojemność | Skalowanie | Wielkość kropli | Długość | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|---------|----------|
| | L-26120 | Pipety Pasteura z LDPE | standardowa | 1,9 ml | nie | ok. 43 µl | 154 mm | 500 szt. |
| | L-26150 | Pipety Pasteura z LDPE | standardowa | 3,2 ml | nie | ok. 50 µl | 156 mm | 500 szt. |
| | L-26240 | Pipety Pasteura z LDPE | b. delikatna | 1,0 ml | nie | ok. 20 µl | 104 mm | 400 szt. |
| | R-4147 | Pipety Pasteura z LDPE | b. delikatna | 1,0 ml | tak | ok. 14 µl | 150 mm | 500 szt. |
| | L-26270 | Pipety Pasteura z LDPE | b. delikatna | 3,3 ml | nie | ok. 18 µl | 147 mm | 500 szt. |
| | L-26440 | Pipety Pasteura z LDPE | standardowa | 1,0 ml | tak | ok. 33 µl | 150 mm | 500 szt. |
| | L-26430 | Pipety Pasteura z LDPE | standardowa | 2,0 ml | tak | ok. 45 µl | 155 mm | 500 szt. |
| | L-26450 | Pipety Pasteura z LDPE | makro | 3,0 ml | tak | ok. 40 µl | 150 mm | 500 szt. |
| | L-26110 | Pipety Pasteura z LDPE | mikro | 0,9 ml | nie | ok. 40 µl | 87 mm | 500 szt. |
| | L-26320 | Pipety Pasteura z LDPE | ekstra mikro | 0,9 ml | nie | ok. 40 µl | 64 mm | 500 szt. |
| | L-26220 | Pipety Pasteura z LDPE | mikro | 1,0 ml | nie | ok. 22 µl | 51 mm | 500 szt. |
| | L-26340 | Pipety Pasteura z LDPE | mikro | 3,0 ml | nie | ok. 33 µl | 155 mm | 500 szt. |
| | L-26190 | Pipety Pasteura z LDPE | standardowa | 7,3 ml | nie | ok. 50 µl | 300 mm | 100 szt. |
| | L-26250 | Pipety Pasteura z LDPE | delikatna długa | 3,3 ml | nie | ok. 20 µl | 153 mm | 250 szt. |

Opis

Wysokiej jakości pipety Pasteura wykonane z jednej części, bez szwu. Z bańką ssącą o dużej sile ssania.