



pH-metr Testo 206-pH3



pH-metr Testo 206-pH3 z gniazdem BNC posiada możliwość podłączenia zewnętrznych sond/elektrod. Idealny do pomiarów w trudnych warunkach. Posiada funkcję Auto-Hold oraz wodoszczelne etui. W przypadku podłączenia sondy z czujnikiem temperaturowym posiada funkcję automatycznej kompensacji wahań temperatury podczas pomiarów. Urządzenie dostarczane bez elektrody.

Miniatura



Nr-art.

T-2138

Nazwa

pH-metr Testo 206-pH3

Nr producenta

0563 2063

Opis

Pehametr Testo 206-pH3 to urządzenie idealne do pomiarów pH w trudnych warunkach. Posiada gniazdo BNC, dzięki czemu można podłączyć do niego różne zewnętrzne sondy pH. Oddzielnie oferujemy uniwersalną sondę do pomiaru pH próbek ciekłych, bez sondy temperatury oraz z czujnikiem temperatury. W przypadku zastosowania elektrody bez czujnika temperatury, wartość temperatury można manualnie wprowadzić do urządzenia.

pH-metr Testo 206-pH3 posiada funkcję automatycznego zatrzymania wyniku na wyświetlaczu, gdy osiągnie on stabilną wartość. Dołączony futerał TopSafe skutecznie chroni przyrząd przed ubrudzeniem, zawilgoceniem czy wstrząsami.

W standardowym zestawie oferujemy pH-metr Testo 206 z gniazdem BNC, futerał ochronny Top Safe oraz uchwyt do przymocowania do ściany.