



Pojemnik z elektrolitem do Testo 206



Żel zawierający KCl do przechowywania elektrod w wygodnym pojemniku, ułatwiającym przechowywanie i korzystanie z pH-metrów z serii Testo 206 ([206-pH1](#) oraz [206-pH2](#)).

Miniatura



Nr-art.

T-2155

Nazwa

Pojemnik z elektrolitem do Testo 206

Nr producenta

0554 2067

Opis

Elektrolit zawierający KCl oferujemy w wygodnym, poręcznym pojemniku. Produkt jest przeznaczony do przechowywania elektrod z pH-metrów z serii Testo 206. Umieszczanie elektrody lub sondy pH w żelu z KCl zapewnia trwałość i niezawodność urządzenia oraz zabezpiecza przed wysychaniem. Pojemnik został zaprojektowany tak, aby idealnie pasować do elektrod stosowanych w pH-metrach [Testo 206-pH1](#) oraz [206-pH2](#).