



**Pipety serologiczne z polistyrenu - o poj. 1 ml - 25 ml**



Pipety serologiczne z polistyrenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Podziałka	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-2410	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	1 ml	0,01 ml	sterylny	pak. ind.	1000 szt.
	B-2413	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	2 ml	0,01 ml	sterylny	pak. ind.	1000 szt.
	B-2416	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	5 ml	0,1 ml	sterylny	pak. ind.	500 szt.
	B-2419	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	10 ml	0,1 ml	sterylny	pak. ind.	500 szt.
	B-2420	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	10 ml	0,1 ml	sterylny	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-2421	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	10 ml	0,1 ml	niesterylny	worek	100 szt.
	B-2422	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	25 ml	0,2 ml	sterylny	pak. ind.	200 szt.

**Opis**

Pipety serologiczne z polistyrenu włoskiego producenta LP Italiana. Z zatyczką z waty.