



Głaszczki L-kształtne z polistyrenu

Głaszczki L-kształtne włoskiej produkcji. Wykonane z polistyrenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane	Szt./Op.
	B-2407	Głaszczki L-kształtne	PS	biały	sterylny	worek	200 x 5 szt.	1000 szt.
	B-2449	Głaszczki L-kształtne	PS	biały	sterylny	worek	pak. ind.	1000 szt.

Opis

Głaszczki L-kształtne włoskiego producenta produktów laboratoryjnych. Wykonane z białego polistyrenu.

Wymiary: 145 mm x 38 mm.