





Głaszczki L-kształtne

BIOL©GIX[®]

Sterylnie głaszczki wykonane z polistyrenu. L-kształtna, gładka końcówka posiada delikatne zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0365	Głaszczki L-kształtne	PS	pomarańczowe	sterylny	pak. ind.	500 szt.
	B-0366	Głaszczki L-kształtne	PS	pomarańczowe	sterylny	50 x 10 szt.	500 szt.

Opis

Sterylnie głaszczki wykonane z polistyrenu. L-kształtna, gładka końcówka posiada delikatne zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru. Model B-0366 zapakowany jest w szczelne opakowanie (10 szt./opak.), które można ponownie zamknąć po skończonej pracy.

Długość rączki: 144 mm.