



Szalki z PS do hodowli tkankowych



Szalki z PS do hodowli tkankowych. Wysokiej jakości produkt szwajcarskiej firmy TPP. Posiadają rowkowany uchwyt, żółte pole opisowe oraz pierścienie ułatwiające układanie szalek w stosy. Sterylne – pakowane w workach od 5 do 20 szt. (w zależności od modelu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Wysokość	Pow. wzrostu	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-6661	Szalki do hodowli tkankowych	40 mm	11 mm	9,2 cm ²	45 x 20 szt.	900 szt.	93040
	B-6662	Szalki do hodowli tkankowych	60 mm	16 mm	22,1 cm ²	60 x 14 szt.	840 szt.	93060
	B-6663	Szalki do hodowli tkankowych	96 mm	21 mm	60,1 cm ²	24 x 10 szt.	240 szt.	93100
	B-6664	Szalki do hodowli tkankowych	146 mm	21 mm	147,8 cm ²	20 x 5 szt.	100 szt.	93150

Opis

Szalki szwajcarskiej firmy TPP przeznaczone do hodowli tkankowych. Specjalna powierzchnia zapewnia większy stopień proliferacji komórek. Wykonane z polistyrenu (PS), który zapewnia duży stopień przeźroczystości oraz pracę w zakresie temperatur od -40°C do +60°C. Rowkowany uchwyt wokół podstawy zapewnia większe bezpieczeństwo podczas przenoszenia płytek zapobiegając przypadkowemu wyślizgnięciu się dolnej części. Posiadają specjalny pierścień na górnej pokrywie, który idealnie pasuje do odpowiedniego wgłębienia w podstawie – umożliwia to stabilne układanie szalek w stosy. Żółte pole opisowe na bocznej ścianie ułatwia oznaczenie poszczególnych hodowli. Szalki są sterylizowane i pakowane w szczelnie zamkniętych workach od 5 do 20 szt. (w zależności od modelu).