



Termopara Typu T do Testo 108-2



Sonda temperaturowa – termopara typu T do termometru elektronicznego Testo 108. Mierzy temperaturę w zakresie od -50 do 300 °C w próbkach ciekłych i półstałych. Próbник wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Miniatura



Nr-art.

T-2061

Nazwa

Termopara Typ T do Testo 108-2

Nr producenta

0602 1081

Opis

Kompaktowa sonda penetracyjna – termopara typu T kompatybilna z termometrem Testo 108-2. Końcówka pomiarowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Termopara wyposażona jest w kabel o długości ok. 1 metra. Wraz z termometrem elektronicznym Testo 108-2 pozwala na dokonywanie precyzyjnych i szybkich pomiarów temperatury próbek ciekłych lub półstałych w zakresie od -50 do 300°C.

Sonda penetracyjna Testo ułatwia kontrolę temperatury w procesach produkcji żywności, biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Doskonale sprawdzi się również w transporcie i magazynowaniu materiałów wrażliwych na wahania temperatury.

Dane techniczne

Dane techniczne

Termopara typu T do Testo 108-2

Długość	1120 mm z kablem
Długość próbника sondy	86 mm
Materiał	stal nierdzewna/GFK
Klasa ochrony	IP67

Dane techniczne**Termopara typu T do Testo 108-2**

Kabel	1 m
Średnica końcówki pomiarowej	3 mm
Średnica próbника sondy	4 mm
Długość końcówki pomiarowej	20 mm
Częstotliwość pomiarów	2/s
Waga	58 g